

# **EXACTA** MICROPIPETTE



# EXACTA MICROPIPETTE



Portapipette  
Cod. K7506

## MODELLI

MODELLO	PORTATA (µl)		ACCURATEZZA (%)	RIPETIBILITA' (%)
S - 2 Cod. K7507	0,2 ~ 2	a 0,2 µl	± 12,0%	≤ 6,00%
		a 0,5 µl	± 5,0%	≤ 2,50%
		a 2 µl	± 1,5%	≤ 0,70%
S - 10 Cod. K7508	0,5 ~ 10	a 1 µl	± 2,5%	≤ 1,25%
		a 5 µl	± 1,5%	≤ 0,60%
		a 10 µl	± 1,0%	≤ 0,40%
S - 20 Cod. K7501	2 ~ 20	a 5 µl	± 2,0%	≤ 0,80%
		a 10 µl	± 1,0%	≤ 0,50%
		a 20 µl	± 1,0%	≤ 0,30%
S - 100 Cod. K7502	20 ~ 100	a 20 µl	± 1,8%	≤ 0,50%
		a 50 µl	± 0,8%	≤ 0,24%
		a 100 µl	± 0,8%	≤ 0,15%
S - 200 Cod. K7503	50 ~ 200	a 50 µl	± 1,0%	≤ 0,40%
		a 100 µl	± 0,8%	≤ 0,25%
		a 200 µl	± 0,8%	≤ 0,15%
S - 1000 Cod. K7504	100 ~ 1000	a 200 µl	± 1,5%	≤ 0,30%
		a 500 µl	± 0,8%	≤ 0,20%
		a 1000 µl	± 0,8%	≤ 0,15%
S - 5000 Cod. K7505	1000 ~ 5000	a 1000 µl	± 1,2%	≤ 0,30%
		a 2500 µl	± 0,6%	≤ 0,25%
		a 5000 µl	± 0,6%	≤ 0,16%

## EXACTA MICROPIPETTE

La linea di micropipette a volume variabile EXACTA è caratterizzata da strumenti di qualità elevata ad un prezzo estremamente competitivo. Il principio di funzionamento, a cuscino d'aria generato dal movimento del pistone interno, evita eventuali contaminazioni tra un prelievo e l'altro. Ogni micropipetta è accompagnata da un certificato di collaudo, effettuato con test gravimetrici, che ne denuncia il valore medio della capacità massima, l'accuratezza e la ripetibilità.

## CORPO PIPETTA

Il corpo pipetta è caratterizzato da una comoda ed ergonomica impugnatura e da una corsa fluida ed uniforme del pulsante di carico, doti che minimizzano gli errori dovuti alla fatica d'uso e cattiva maneggevolezza agevolandone l'impiego anche coi guanti.

I materiali utilizzati, dotati di ottima resistenza alla temperatura, permettono la sterilizzazione delle pipette in autoclave.

## FACILITA' D'IMPIEGO

La regolazione del volume è effettuabile con una sola mano, ed un efficiente sistema ad o-ring evita variazioni accidentali dei valori impostati.

La vicinanza infine dei pulsanti di carico e di espulsione del puntale rende questa operazione estremamente semplice e rapida.



GERMANY  
FRANCE  
ITALY  
SPAIN  
THE NETHERLANDS  
UNITED KINGDOM

**EXACTA + OPTECH** GmbH

Lerchenstrasse 10, D-80995 München - Germany  
Tel. +49-89-157 80 661 Fax: +49-89-157 80 662  
Website: www.exactaoptech.com

**Analitica**  
laboratorio e ambiente

Analitica s.n.c.  
Via San Pasquale 76/1 - 34142 Trieste  
Cod. Fisc. e P. IVA 00692170327  
Telefono 040/392209 - Fax 040/394087  
Mail: info@analiticiatrieste.com  
Sito: www.analiticiatrieste.com