

OPTECH BASIC



Microscopi Biologici

Robusti ed economici, i microscopi biologici Basic sono utilizzati nelle scuole primarie o per necessità di semplici analisi in campo chiaro.

MODELLO EL

Cod. K71296

Testata monoculare inclinata a 45°.
Oculare WF 10x con indicatore.
Obiettivi acromatici parafofocali: 4x/NA 0,10; 10x/NA 0,25; 40x/NA 0,65 retrattile; ingrandimenti 40x-400x.
Stativo in alluminio pressofuso.
Manopole di messa a fuoco bilaterali e blocco fine corsa.
Tavolino (9x9 cm) con pinzette ferma-vevtrino.
Condensatore a disco NA 0,65.
Illuminazione: 220V-20W.
Accessori a corredo: copertina antipolvere.



MODELLO LUX

Cod. K71297

Testata monoculare rotante inclinata a 45°.
Oculare WF 10x con indicatore e blocco antifurto.
Obiettivi acromatici parafofocali: 4x/NA 0,10; 10x/NA 0,25; 40x/NA 0,65 retrattile; ingrandimenti 40x-400x.
Stativo solido e stabile in alluminio pressofuso.
Movimento macro e micrometrico con manopole coassiali e bilaterali e blocco fine corsa.
Tavolino (11x11 cm) con pinzette ferma-vevtrino.
Condensatore a disco NA 0,65.
Illuminazione: 220V-20W.
Accessori a corredo: copertina antipolvere.
Accessori opzionali: tavolino traslatore (30x50 mm)
Cod. K71298.



Stereomicroscopi

Con gli stereomicroscopi Basic si ottengono nitide immagini ingrandite 20 o 40 volte dei più svariati campioni. Sono particolarmente indicati per semplici controlli di qualità e per la didattica.

MODELLO E2

Cod. K71003

Testata monoculare rotante inclinata a 45°.
Base in alluminio pressofuso con asta in acciaio.
Movimento testata bilaterale con pignone e cremagliera.
Oculare WF 10x con blocco antifurto.
Obiettivo 2x.
Ingrandimenti 20x.
Distanza di lavoro: 53 mm
Accessori a corredo: copertina antipolvere, disco bianco e nero, chiave regolazione frizione.
Accessori opzionali: illuminatore SPOT 12V-20W
Cod. K71397.



MODELLO EL224

Cod. K71379

Testata binoculare rotante inclinata a 45°.
Oculari WF 10x con blocco antifurto; obiettivi 2x-4x; ingrandimenti 20x-40x.
Compensazione diottrica ±5 mm e regolazione distanza interpupillare (55-75 mm).
Base in alluminio pressofuso con asta in acciaio.
Movimento testata bilaterale con pignone e cremagliera.
Distanza di lavoro: 57 mm.
Illuminazione a luce incidente e trasmessa (220/12V-10W).
Accessori a corredo: disco trasparente, disco bianco e nero, paraocchi e copertina antipolvere;
Accessori opzionali: oculari WF 5x - Cod. K71392; oculari WF 15x - Cod. K71393; oculari WF 20x - Cod. K71394.



GERMANY
FRANCE
ITALY
SPAIN
THE NETHERLANDS
UNITED KINGDOM

EXACTA + OPTTECH GmbH

Lerchenstrasse 10, D-80995 München - Germany
Tel. +49-89-157 80 661 Fax: +49-89-157 80 662
Website: www.exactaopttech.com

Analitica
laboratorio e ambiente

Analitica s.n.c.
Via San Pasquale 76/1 - 34142 Trieste
Cod. Fisc. e P. IVA 00692170327
Telefono 040/392209 - Fax 040/394087
Mail: info@analiticiatrieste.com
Sito: www.analiticiatrieste.com