

# OPTECH BIOSTAR



## Microscopi Biologici



# BIOSTAR B5P



*Ottica: planacromatica.  
Impiego: media ricerca.*

**VERSIONE BINOCULARE B5P** - Cod. K71620  
**VERSIONE TRINOCULARE B5P T** - Cod. K71640

**Corredo ottico in dotazione:**

oculari WF 10x (20 mm);  
obiettivi planacromatici parafoviali:  
4x/NA 0,10 - 10x/NA 0,25 - 20x/NA 0,40 - 40x/NA 0,65 - 100x/NA 1,25;  
ingrandimenti 40x-1000x (ingrandimenti totali massimi: 20x-2000x).

Movimento macro e micrometrico coassiali  
con blocco di fine corsa e frizione regolabili.

Tavolino traslatore 210x140 mm;  
area di scansione 51 mm (Y) - 75 mm (X).  
Condensatore di Abbe (NA 1,25/0,6)  
con diaframma ad iride.

Illuminazione regolabile 6V-20W.

Diaframma di campo ad iride  
tipo Köhler.

**Accessori a corredo:**

flacone 5 ml olio immersione;  
n.1 fusibile 0,5A;  
n.1 lampada alogena 6V-20W;  
filtro blu di conversione;  
paraocchi in gomma;  
copertina antipolvere;  
manuale d'uso e manutenzione.

**Accessori disponibili:**

dispositivo per luce riflessa;  
dispositivo per epifluorescenza 100W;  
corredi ottici opzionali;  
dispositivi per contrasto di fase;  
raccordi video e foto;  
dispositivi per luce polarizzata;  
condensatori per campo scuro.  
Richiedere il catalogo specifico.



# BIOSTAR B4SP



*Ottica: semiplanare.  
Impiego: media routine.*

**VERSIONE BINOCULARE B4SP** - Cod. K71650  
**VERSIONE TRINOCULARE B4SPT** - Cod. K71660

**Corredo ottico in dotazione:**

oculari WF 10x (18 mm); obiettivi semiplanari parafoziali:  
4x/NA 0,10 - 10x/NA 0,25 - 40x/NA 0,65 - 100x/NA 1,25;  
ingrandimenti 40x-1000x (ingrandimenti totali massimi: 20x-2000x).

Movimento macro e micrometrico coassiali  
con blocco di fine corsa e frizione regolabili.

Tavolino traslatore 135x125 mm; area di scansione 35 mm (Y) - 75 mm (X).

Condensatore di Abbe (NA 1,25)

con diaframma ad iride ed anello porta filtri.

Illuminazione regolabile 6V-20W.

**Accessori a corredo:**

flacone 5 ml olio immersione;

n.1 fusibile 0,5A;

n.1 lampada alogena 6V-20W;

filtro blu di conversione;

copertina antipolvere;

manuale d'uso e manutenzione.

**Accessori disponibili:**

dispositivo per luce riflessa;

dispositivo per epifluorescenza 100W;

corredi ottici opzionali;

dispositivi per contrasto di fase;

raccordi video e foto;

dispositivi per luce polarizzata;

condensatori per campo scuro.

Richiedere il catalogo specifico.



# BIOSTAR B3



*Ottica: acromatica.  
Impiego: routine e didattica.*



**VERSIONE MONOCULARE** Cod. K7160  
**VERSIONE BINOCULARE** Cod. K7161  
**VERSIONE TRINOCULARE** Cod. K7172  
**VERSIONE MONOCULARE CON USCITA FOTO/VIDEO** Cod. K7170  
**VERSIONE DOPPIA OSSERVAZIONE** Cod. K7171

**Corredo ottico in dotazione:**

oculari WF 10x (18 mm);  
obiettivi acromatici parafoziali: 4x/NA 0,10 - 10x/NA 0,25 - 40x/NA 0,65 - 100x/NA 1,25;  
ingrandimenti 40x-1000x (ingrandimenti totali massimi: 20x-2000x).

Movimento macro e micrometrico coassiali con blocco di fine corsa regolabile.

Tavolino traslatore 140x130 mm;  
area di scansione 42 mm (Y) - 78 mm (X);  
Condensatore di Abbe (NA 1,25)  
con diaframma ad iride ed anello porta filtri.  
Illuminazione regolabile 6V-20W.

**Accessori a corredo:**

flacone 5 ml olio immersione;  
n.1 fusibile 0,5A;  
n.1 lampada alogena 6V-20W;  
filtro blu di conversione;  
copertina antipolvere;  
manuale d'uso e manutenzione.

**Accessori disponibili:**

corredi ottici opzionali;  
raccordi video e foto;  
condensatore per campo scuro.  
Richiedere il catalogo specifico.



GERMANY  
FRANCE  
ITALY  
SPAIN  
THE NETHERLANDS  
UNITED KINGDOM

**EXACTA + OPTeCH** GmbH

Lerchenstrasse 10, D-80995 München - Germany  
Tel. +49-89-157 80 661 Fax: +49-89-157 80 662  
Website: www.exactaoptech.com

**Analitica**  
laboratorio e ambiente

Analitica s.n.c.  
Via San Pasquale 76/1 - 34142 Trieste  
Cod. Fisc. e P. IVA 00692170327  
Telefono 040/392209 - Fax 040/394087  
Mail: info@analiticiatrieste.com  
Sito: www.analiticiatrieste.com