

# OPTTECH



## Stereomicroscopi Zoom



# SERIE SL



Corredo ottico di serie: oculari WF 10x (23 mm) - Ingrandimenti 6.5x - 60x.

Ingrandimenti totali massimi: 3.25x - 240x.

Fattore zoom: 9.2:1. Inclinazione oculare 45°.

Regolazione distanza interpupillare 52-68 mm e compensazione diottrica  $\pm 5$  mm.



## SL DUAL

Illuminazione alogena incidente e trasmessa 6V-20W regolabile.

VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71750

VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71751

Per accessori opzionali, vedi sotto.



## SL FLEX

Configurazione adatta all'osservazione di campioni di elevate dimensioni.

VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71800

VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71810

Accessori opzionali per SL FLEX:

SPOT alogeno - Cod. K71149

Illuminazione LED - Cod. B7877

Per altri accessori, vedi sotto.



## SL A1

Configurazione adatta all'osservazione di ampie superfici.

VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71820

VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71830

Per accessori opzionali, vedi sotto.

## ACCESSORI PER SERIE SL

Coppia oculari WF 5x - Cod. K71392

Coppia oculari WF 15x - Cod. K71146

Coppia oculari WF 20x - Cod. K71147

Oculare WF 12.5x - Cod. K71158

Lente addizionale 0.5x - Cod. K71125

Lente addizionale 1.5x - Cod. K71126

Lente addizionale 2x - Cod. K71127

Oculare micrometrico foceggiabile

WF 10x - Cod. K71754

Adattatori vari per macchine fotografiche e telecamere.

## PRESTAZIONI OTTICHE TESTATA SL

LENTI ADDIZIONALI	OCULARI WF 10x (23 mm)		OCULARI WF 12.5x (20 mm)		OCULARI WF 15x (15 mm)		OCULARI WF 20x (13 mm)		DISTANZA DI LAVORO (mm)
	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	
NO	6.5x - 60x	32 - 3.8	8.13x - 75x	32 - 3.5	9.75 - 90x	21 - 28	13x - 120x	17 - 22	90
0.5x	3.25 - 30x	62 - 7.5	4.06x - 37.5x	54 - 7	4.87x - 45x	41 - 5	6.5x - 60x	34 - 4.2	132
1.5x	9.75x - 90x	22 - 2.5	12.19x - 112.5x	23 - 2.5	14.62x - 135x	14 - 1.8	19.5 - 180x	11 - 1.5	45
2x	13x - 120x	17 - 2	16.25x - 150x	17 - 2	19.5x - 180x	11 - 1.5	26x - 240x	9.5 - 1.2	32

# SERIE LFZ



Corredo ottico di serie: oculari WF 10x (20 mm) - Ingrandimenti 7x-45x.

Ingrandimenti totali massimi: 3.5x - 180x.

Fattore zoom: 6.4:1. Inclinazione oculare 45°.

Regolazione distanza interpupillare 52-68 mm e compensazione diottrica ±5 mm.



## LFZ DUAL

Illuminazione alogena incidente e trasmessa 6V-20W regolabile.

VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71160

VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71161

Per accessori opzionali, vedi sotto.



## LFZ FLEX

Configurazione adatta all'osservazione di campioni di elevate dimensioni.

VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71760

VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71770

Accessori opzionali per LFZ FLEX:

SPOT alogeno - Cod. K71149

Illuminazione LED - Cod. B7877

Per altri accessori, vedi sotto.



## LFZ AI

Configurazione adatta all'osservazione di ampie superfici.

VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71780

VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71790

Per accessori opzionali, vedi sotto.

## ACCESSORI PER SERIE LFZ

Coppia oculari WF 5x - Cod. K71392

Coppia oculari WF 15x - Cod. K71146

Coppia oculari WF 20x - Cod. K71147

Oculare WF 12.5x - Cod. K71158

Lente addizionale 0.5x - Cod. K71125

Lente addizionale 1.5x - Cod. K71126

Lente addizionale 2x - Cod. K71127

Oculare micrometrico foceggiabile

WF 10x - Cod. K71113

Adattatori vari per macchine

fotografiche e telecamere.

## PRESTAZIONI OTTICHE TESTATA LFZ

LENTI ADDIZIONALI	OCULARI WF 10x (20 mm)		OCULARI WF 12.5x (20 mm)		OCULARI WF 15x (15 mm)		OCULARI WF 20x (13 mm)		DISTANZA DI LAVORO (mm)
	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	
NO	7x - 45x	28.6 - 4.4	8.75x - 56.25x	28 - 4.5	10.5 - 67.5x	21.4 - 3.3	14x - 90x	17.1 - 2.6	94
0.5x	3.5 - 22.5x	57.2 - 8.8	4.38x - 28.13x	55 - 8.5	5.32x - 33.75x	42.8 - 6.6	7x - 45x	34.2 - 5.3	140
1.5x	10.5x - 67.5x	19 - 3	13.13x - 84.38x	18 - 3	15.75x - 101.25x	14.2 - 2.2	21 - 135x	11.4 - 11.7	50
2x	14x - 90x	16.4 - 2.5	17.5x - 112.5x	14.5 - 2.5	21x - 135x	10.7 - 1.6	28x - 180x	8.5 - 1.3	35

# SERIE SZ



Corredo ottico di serie: oculari WF 10x (19 mm) con dispositivo antifurto - Ingrandimenti 7.5x-34x.  
 Ingrandimenti totali massimi: 3.75x - 136x.  
 Fattore zoom: 4.5:1. Inclinazione oculare 45°.  
 Regolazione distanza interpupillare 52-75 mm e compensazione diottrica  $\pm 5$  mm.



## SZ DUAL

Illuminazione alogena incidente e trasmessa 6V-20W regolabile.  
 VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71120  
 VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71121  
 Accessori opzionali per SZ DUAL:  
 Set per luce polarizzata - Cod. K71111  
 Per altri accessori, vedi sotto.



## SZ FLEX

Configurazione adatta all'osservazione di campioni di elevate dimensioni.  
 VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71450  
 VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71460  
 Accessori opzionali per SZ FLEX:  
 SPOT alogeno - Cod. K71149  
 Illuminazione LED - Cod. B7877  
 Per altri accessori, vedi sotto.

## SZ A1

Configurazione adatta all'osservazione di ampie superfici.  
 VERSIONE BINOCULARE - Cod. K71470  
 VERSIONE TRINOCULARE - Cod. K71480  
 Per accessori opzionali, vedi sotto.



## ACCESSORI PER SERIE S Z

Coppia oculari WF 5x - Cod. K71392  
 Coppia oculari WF 15x - Cod. K71146  
 Coppia oculari WF 20x - Cod. K71147  
 Oculare WF 12.5x - Cod. K71158  
 Lente addizionale 0.5x - Cod. K71125  
 Lente addizionale 1.5x - Cod. K71126  
 Lente addizionale 2x - Cod. K71127  
 Oculare micrometrico foceggiabile WF 10x - Cod. K71113.  
 Adattatori vari per macchine fotografiche e telecamere.

## PRESTAZIONI OTTICHE TESTATA SZ

LENTI ADDIZIONALI	OCULARI WF 10x (19 mm)		OCULARI WF 12.5x (20 mm)		OCULARI WF 15x (15 mm)		OCULARI WF 20x (13 mm)		DISTANZA DI LAVORO (mm)
	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	INGRANDIMENTI TOTALI	DIAMETRO CAMPO (mm)	
NO	7.5x - 34x	26 - 5.8	9.38x - 42.5x	26 - 6	11.25 - 51x	20 - 4.41	15x - 68x	16 - 3.5	90
0.5x	3.75 - 17x	52 - 11.6	4.69x - 21.25x	54 - 7	5.62x - 25.5x	40 - 8.82	7.5x - 34x	32 - 7	150
1.5x	11.25x - 51x	17.33 - 3.86	14.06x - 63.75x	23 - 2.5	16.87x - 76.5x	13.33 - 2.94	22.5 - 102x	10.66 - 2.33	49
2x	15x - 68x	13 - 2.9	18.75x - 85x	17 - 2	22.5x - 102x	10 - 2.2	30x - 136x	8 - 1.75	34



GERMANY  
 FRANCE  
 ITALY  
 SPAIN  
 THE NETHERLANDS  
 UNITED KINGDOM

**EXACTA + OPTeCH** GmbH

Lerchenstrasse 10, D-80995 München - Germany  
 Tel. +49-89-157 80 661 Fax: +49-89-157 80 662  
 Website: www.exactaoptech.com

**Analitica**  
 laboratorio e ambiente

Analitica s.n.c.  
 Via San Pasquale 76/1 - 34142 Trieste  
 Cod. Fisc. e P. IVA 00692170327  
 Telefono 040/392209 - Fax 040/394087  
 Mail: info@analiticatrieste.com  
 Sito: www.analiticatrieste.com

Rivenditore autorizzato: