

Spatole

Monouso

a Paletta

a Cucchiaino

con Manico Nylon

con Manico

Sessole





Sterili monouso con coperchio

22NV01AA

Questo tipo di spatola elimina il costo di travaso dal sacchetto sterile al contenitore facendo risparmiare tempo e denaro durante il processo di raccolta del campione. La lunghezza del manico facilita l'operatività e riduce il rischio di potenziale contaminazioni. Per la loro particolare forma rimangono dritte sul tavolo, sia piene che vuote, permettendo in tal modo di utilizzarle come vaschette per pesare o di appoggiarle su una superficie piana. La paletta è provvista di un coperchio rimovibile: per l'uso è sufficiente alzare il coperchio attraverso la linguetta, e dopo aver prelevato la sostanza richiudere, si realizza così un contenitore che evita la perdita del campione durante un'eventuale spostamento. Il coperchio, mediante pressione si fissa sul cucchiaino. Dati, riferimenti, ecc. relativi al campione possono essere riportati con un pennarello sul coperchio della spatola, oppure si può attaccare una etichetta o del nastro adesivo. Le spatole sterili sono in polistirene ed imbustate singolarmente, sulla confezione originale, contenente 100 pezzi, viene riportato il numero del lotto di produzione per poter risalire al certificato di sterilizzazione.

Lunghezza mm	Dimensioni cucchiaino mm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
203	25x76x38	60	100	284604530
211	25x89x44	125	100	284604531



Sessole sterili monouso

22NV01AB

Ideali per ogni tipo di prelievo specie da contenitori a bocca larga.

Tre diverse misure di capacità disponibili, stampate in un sol pezzo, robuste in polistirene di color bianco. Il lungo manico facilita l'uso ed evita di sporcarsi, la forma piatta della parte inferiore della sessola permette di posizionarla su qualsiasi superficie.

Le spatole sterili sono imbustate singolarmente, sulla confezione originale, contenente 100 pezzi, viene riportato il numero del lotto di produzione per poter risalire al certificato di sterilizzazione.

Lunghezza mm	Dimensioni cucchiaino mm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
203	25x76x38	60	100	284604547
211	25x89x44	125	100	284604548
216	51x127x51	250	100	284604549



Sessole sterili monouso di color rosso

22NV01AC

Il colore rosso crea un ottimo contrasto con il campione riducendo così il rischio di perdita dello stesso.

Stampate in un sol pezzo in polistirene di color rosso. Il lungo manico facilita l'uso ed evita di sporcarsi, la forma piatta della parte inferiore della sessola permette di posizionarla su qualsiasi superficie.

Le spatole sterili sono imbustate singolarmente, sulla confezione originale, contenente 100 pezzi, viene riportato il numero del lotto di produzione per poter risalire al certificato di sterilizzazione.

Lunghezza mm	Dimensioni cucchiaino mm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
203	25x76x38	60	100	284604557
211	25x89x44	125	100	284604558
216	51x127x51	250	100	284604559



Sterili con cucchiaino, manico lungo 170 mm

22NV01AD

Spatola spessa e robusta in polistirene, per piccole quantità di campioni asciutti od impasti liquidi. Il manico lungo mm 170 facilita la raccolta e riduce il potenziale rischio di contatto con il materiale.

Fornite in confezione singola sterile da 200 pezzi. Sulla confezione è indicato il numero del lotto di produzione per poter risalire al certificato di sterilizzazione.

Lunghezza mm	Dimensioni cucchiaino mm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
180	20	1,23	200	284606943
180	25	2,46	200	284606944
180	30	4,93	200	284604507
180	39	14,8	200	284606941

Sterili monouso a V con manico

22NV01AE

Spatole sterili in polistirene a forma di V ideali per il prelievo di campioni in polvere o granulari. La forma appuntita facilita la rottura del sacco di stoccaggio per il prelievo del campione. Manico robusto ed arrotondato lungo mm 76; la spatola, lunga mm 152 e larga mm 19, può contenere fino a 15 ml. Le spatole sterili sono imbastate singolarmente, sulla confezione originale, contenente 100 pezzi, viene riportato il numero del lotto di produzione per poter risalire al certificato di sterilizzazione.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Capacità ml	Imballo	Pz/CF	Codice
228	152	19	15	1 x 100	100	284604504



Monouso a V con manico

22NV01AH

Spatole in polipropilene a forma di V ideali per il prelievo di campioni in polvere o granulari. La forma appuntita facilita la rottura del sacco di stoccaggio per il prelievo del campione. Manico robusto ed arrotondato lungo mm 76; la spatola, lunga mm 152 e larga mm 19, può contenere fino a 15 ml. Sterilizzabili in autoclave a 121°C. Confezione contenente 4 sacchetti sigillati ermeticamente da 12 spatole.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Capacità ml	Imballo	Pz/CF	Codice
228	152	19	15	4 x 12	48	284604660



Forma navicella monouso fondo piatto

22NV01AF

Spatole a forma di navicella per prelievo e pesata. Solide e robuste in polistirene di color bianco rimangono diritte sul piano di lavoro. La capacità, riportata su ciascuna capsula da una linea, permette di avere una indicazione del volume, molto utile se si effettuano dei prelievi ripetitivi.

Lunghezza mm	Altezza cm	Base cm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
12,85	2,59	8,7x3,9	63	12	284604630
14,07	2,82	9,73x4,34	83	12	284604631
15,75	3,15	11,25x4,93	125	12	284604632
19,2	4,01	13,84x6,22	250	12	284604633



Cucchiaini monouso

22NV01AG

Questi cucchiaini sono particolarmente utili per prelevare da piccoli contenitori quali vials o flaconcini, ecc. In polipropilene, di color bianco latte, sterilizzabili in autoclave a 121°C. Confezione da 48 pezzi: 4 sacchetti sigillati da 12 spatole. Il set è costituito da 3 spatole di ciascuna dimensione.

Modello	Lunghezza mm	Cucchiaino mm	Capacità ml	Imballo	Pz/CF	Codice
Cucchiaino 1/4	180	20	1,23	4 x 12	48	284604650
Cucchiaino 1/2	180	25	2,46	4 x 12	48	284604651
Cucchiaino 1	180	30	4,93	4 x 12	48	284604652
Cucchiaino 3	180	39	14,79	4 x 12	48	284604653
Set (3x4)	180	-	-	3 x 4	12	284604654



a Paletta

Di Ghon

22NV02AA

Spatole in acciaio inossidabile 18/8, con una sola paletta di forma stretta e ricurva. La particolare flessibilità e le piccole dimensioni di queste spatoline le rendono particolarmente utili e funzionali per prelevare da piccoli contenitori.

Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
120	6	4	284604510
150	6	4	284604512
180	6	4	284604511
210	6	4	284604513



Due palette strette

22NV02AB

Spatola in acciaio inossidabile 18/8, con due palette sottili, diritte e flessibili. Una punta quadrata e una arrotondata. La lunghezza indicata in tabella indica la lunghezza totale della spatola.

Lunghezza mm	Larghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
100	3	2	4	284603200
150	3	4	4	284604640
185	3	4	2	284604644
185	6	6	2	284604645



Due palette larghe

22NV02AC

Spatola in acciaio inossidabile 18/8 a due palette larghe diritte e robuste. Una estremità quadrata ed una arrotondata. La lunghezza in tabella indica la lunghezza totale della spatola.

Lunghezza mm	Larghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	9	7	4	284604635
185	9	8	2	284604636
210	11	15	2	284604637



Semimicro, rivestita in PTFE

22NV02AD

Spatola in acciaio inox 18/8 a due palette con rivestimento in PTFE, che evita l'adesione della polvere facilitandone così la completa fuoriuscita. Una estremità a paletta arrotondata, l'altra a paletta piatta.

Lunghezza mm	Larghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
150	9	1	284604514
210	9	1	284604515



Per polveri

22NV02AE

In acciaio inossidabile 18/8, con una paletta liscia e l'altra leggermente concava che permette di dosare piccole quantità di polvere in maniera costante e graduale.

Lunghezza mm	Larghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	9	8	2	284603282
185	9	9	2	284603283
210	9	10	2	284603284



Spatola appuntita a V

22NV02AF

Rimuove campioni di prodotti chimici cristallizzati dal fondo delle bottiglie. La robustezza unita alla forma ergonomica, permette di utilizzare questa spatola nei casi più difficili causati dall'impaccamento della sostanza determinato dalla sua igroscopicità. In acciaio inossidabile, forma arrotondata ed estremità a V.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
229	1	284604535



Due palette larghe rigide

22NV02AG

Spatola in acciaio inossidabile 18/8. La robustezza delle due palette rigide la rende adatta per lavori energici.

Lunghezza mm	Larghezza palette mm	Pz/CF	Codice
210	18...25	2	284604554



A palette larghe, per mortai

22NV02AH

Spatola in acciaio inossidabile 18/8 con due palette arrotondate, molto larghe e robuste, struttura semirigida. Adatta per pesate di grossi volumi e per la raccolta di precipitati da contenitori e mortai.

Lunghezza mm	Larghezza palette mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	20	29	2	284604643
210	20	38	2	284604641
250	20	49	2	284604642



a Cucchiaio

Con piccolo cucchiaio

22NV03AA

Spatola in acciaio inossidabile 18/8, con un'estremità a paletta e l'altra a piccolo cucchiaio.

Ideale per pesate di piccole quantità.

La lunghezza in tabella indica la lunghezza totale, la larghezza indica la dimensione sia della paletta che del cucchiaio.

Lunghezza mm	Larghezza cucchiaio mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	5	6	4	284604575
185	5	7	4	284604576
210	5	8	2	284604577



Forma ellittica

22NV03AB

Spatola in acciaio inossidabile 18/8. L'estremità a cucchiaio di forma ellittica è ideale per raccogliere, dagli angoli dei contenitori, le ultime quantità di cristalli, polveri, granulati ecc.

Lunghezza mm	Larghezza cucchiaio mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	19	19	2	284604569
185	19	23	2	284604570



Cucchiaio e paletta larga

22NV03AC

Ideale per pesate di grosse quantità. Spatola in acciaio inossidabile 18/8 con un'estremità a forma di cucchiaio. La lunghezza in tabella indica la lunghezza totale della spatola.

Lunghezza mm	Larghezza cucchiaio mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	28	23	2	284604564
210	30	42	2	284604565



Paletta con cucchiaio largo

22NV03AD

Pesante e robusta in acciaio inossidabile 18/8 per prelievi di sostanze dense tipo paste, resine, bitumi, ecc. Con largo cucchiaio (mm 29). La lunghezza indicata in tabella indica la lunghezza totale della spatola.

Lunghezza mm	Larghezza cucchiaio mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	29	20	1	284603346
180	29	30	1	284603347
210	29	37	1	284603348





Chemist's Spoon

22NV03AE

In acciaio inossidabile 18/8, estremità a cucchiaino affusolato permette il passaggio da colli di contenitori molto stretti, tipo vials, fialoncini, ecc.

La larghezza indicata in tabella è riferita alla lunghezza totale della spatola.

Lunghezza mm	Larghezza cucchiaino mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	16	12	1	284603406



Cucchiaino con manico

22NV03AF

Il classico cucchiaino in acciaio inox 18/10 con manico piatto leggermente arrotondato. La perfetta levigatura della superficie facilita la completa fuoriuscita del campione.

Lunghezza mm	Dimensioni cucchiaino mm	Pz/CF	Codice
105	23x40	1	284603500
135	27x45	1	284603501
180	40x55	1	284603502
210	45x60	1	284603503
280	70x80	1	284603504



Due cucchiaini capovolti invertiti

22NV03AG

Spatola in acciaio inossidabile 18/8 con entrambe le estremità a forma di cucchiaino uno capovolto rispetto all'altro con differenti dimensioni. Adatta per frantumare grumi, rompere compresse, ecc. La lunghezza indicata in tabella indica la lunghezza totale della spatola.

Lunghezza mm	Larghezza cucchiaino mm	Peso g	Pz/CF	Codice
150	17/25	19	1	284603510
180	17/25	29	1	284603511
210	22/29	34	1	284603512
250	29/35	48	1	284603513

Nylon-fibra di vetro

22NV03AH

Spatola in materiale plastico nylon-fibra di vetro, secondo norme DIN 12890. Un'estremità a paletta e una a cucchiaino.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
180	10	284604538



con Manico Nylon



ArtLux in morbida gomma

22NV04AA

Spatola con comodo e pratico manico arrotondato in plastica con anello per aggancio. In morbida gomma permette di prelevare i campioni senza rischio di graffiare o rovinare le superfici, la sua elasticità di conformarsi anche alle pareti semisferiche del contenitore.

La spatola può essere lavata nella lavavetreria.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
305	110	54	1	284604561

ArtLux in nylon

22NV04AB

Spatola completamente in nylon senza nessuna parte metallica, resiste al calore fino a 210°C.
La forma diritta da un lato ed arrotondata dall'altro facilita il prelievo dei campioni di polveri, granulati, pomate, ecc. specie se disposti su una superficie piana quale un tavolo o un vassoio.
Il manico in plastica, ergonomico, robusto è provvisto di un gancio.

Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
170	20...70	1	284604562



ArtLux in nylon seghettata

22NV04AC

Nessuna parte metallica, spatola in nylon resiste fino alla temperatura di 210°C.
Lunga 340 mm con lama da 200 mm permette di poter prelevare da vasi di grande capacità.
La lama è diritta da un lato e seghettata dall'altro, si ha così un doppio uso: spatola e coltello.
Il manico ergonomico in plastica con presa antiscivolo è provvisto di un anello.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
340	205	35	1	284604563



con Manico

Microspatola con manico

22NV05AA

Microspatola con un'estremità a piccolo cucchiaino in ottone nichelato.
Impugnatura in legno.

Lunghezza mm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
180	1,5	10	284604518



Di Ghon con manico, paletta concava

22NV05AB

Spatola con manico in materiale plastico e lama in acciaio inossidabile 18/8. Piccolo manico tondo, lungo 60 mm con diametro di 8 mm e lama con estremità piatta concava a forma di piccolo cucchiaino.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
200	20	5	2	284604520

Chemist's Spoon open

22NV05AC

In acciaio inossidabile 18/8, estremità a cucchiaino piatto e quadrato facilita il prelevamento di polveri leggere.
La larghezza indicata in tabella è riferita alla lunghezza totale della spatola.

Lunghezza mm	Larghezza cucchiaino mm	Peso g	Pz/CF	Codice
200	25	29	1	284603407



Spatola per pesate

22NV05AD

Con manico a spatola arrotondato e paletta leggermente piegata che facilita il dosaggio di piccole quantità di sostanze.
La lunghezza indicata in tabella è riferita la lunghezza totale.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
170	40	12	15	4	284603702



Spatola e manico in acciaio

22NV05AE

Spatola, manico e lama, in acciaio inossidabile 18/8.
Manico leggermente arrotondato e lama flessibile.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Lunghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
170	15	50	23	1	284603703





Spatola a vibrazione

22NV05AF

Funzionamento manuale per un preciso controllo delle polveri da pesare. Lama concava in acciaio inossidabile 18/8, lunga circa mm 50. Nel manico di plastica è situata una rotellina che, ruotata con l'indice, produce una delicata azione vibrante.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
185	50	10	10	1	284603701



Con lama corta

22NV05AG

Spatola con lama corta flessibile in acciaio inossidabile 18/8 e manico in plastica. La piccola dimensione della lama, rispetto alla lunghezza totale, la rende molto pratica.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Lunghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
150	10	50	2	284604587



Con manico in legno

22NV05AH

Spatola con lama in acciaio inossidabile 18/8 e manico in legno arrotondato e liscio. La particolare flessibilità ed estremità arrotondata della lama facilita il prelievo di paste e creme.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Lunghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
155	15	75	19	2	284604588
190	17	100	26	2	284604586
230	22	130	46	2	284604583
255	25	150	52	2	284604584
320	28	200	70	2	284604585



Con manico in plastica

22NV05AI

Spatola con lama in acciaio inossidabile 18/8 e manico in plastica. Sterilizzabile a 121°C. La flessibilità della lama facilita il prelievo da flaconi e contenitori stretti.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Lunghezza paletta mm	Peso g	Pz/CF	Codice
160	15	75	19	2	284604600
200	17	100	26	2	284604601
240	22	130	31	2	284604602
260	25	150	35	2	284604603
330	28	200	63	2	284604604



Manico e paletta in polipropilene

22NV05AL

Spatola completamente in polipropilene di color bianco, sterilizzabile in autoclave a 121°C. Nessuna parte metallica, si elimina così il rischio di graffi o segni. Manico ergonomico con ottima presa, lama triangolare con angoli arrotondati.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Pz/CF	Codice
248	111	1	284604620



Con lama larga

22NV05AM

Spatola con manico in legno a lama corta flessibile in acciaio inox 18/8. Modello particolarmente utile per pomate, grassi, ecc.

Lunghezza mm	Larghezza mm	Lunghezza paletta mm	Pz/CF	Codice
210	40	120	2	284604580
215	60	125	2	284604579

Sessole

In acciaio, manico lungo

22NV06AA

Sessola in acciaio inossidabile con manico lungo per una facile manualità.
La forma arrotondata consente di poter prelevare campioni voluminosi.

Modello	Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Pz/CF	Fig.	Codice
Acciaio	200	70	31	1	1	284603710
Acciaio	235	105	31	1	1	284603712
Acciaio teflonato	235	105	31	1	2	284603713



In alluminio

22NV06AB

Sessola in alluminio per campionamenti, pesate e prelievi. Essendo amagnetiche, impediscono il trattenimento di residui di prodotto. Il fondo piatto risulta particolarmente utile per posizionare la sessola sul piatto della bilancia o sul banco di lavoro, senza rischiare la perdita del campione.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Capacità ml	Peso g	Pz/CF	Codice
150	95	30	60	38	1	284603720
200	120	37	130	72	1	284603721
250	145	45	250	118	1	284603722
300	185	57	450	219	1	284603726
330	220	63	800	305	1	284603729



In polipropilene

22NV06AC

Sessole in polipropilene, per prelievi, pesate e usi generali di laboratorio.

Lunghezza mm	Lunghezza paletta mm	Larghezza paletta mm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
164	55	26	50	4	284603724
201	67	34	100	4	284603727
262	94	44	250	4	284603725
315	112	55	500	4	284603728
386	141	69	1000	4	284603730



Mestolo in acciaio

22NV06ADBIS

Mestolo in acciaio inox 18/10 con manico largo leggermente concavo per una maggiore robustezza. La lunghezza del manico permette di prelevare da contenitori alti fino a 350 mm.

Lunghezza mm	Dimensioni cucchiaio mm	Capacità ml	Pz/CF	Codice
230	ø 70	50	1	284603732
280	ø 90	125	1	284603733
300	ø 100	250	1	284603734
350	ø 140	750	1	284603735
500	ø 160	1000	1	284603736

